

## ***Machen Sie aus guten Pressergebnissen perfekte Pressergebnisse !***

**Das intelligente Kraftpaket ist der Problemlöser für Fehlstellungen bei Keramikobjekten**

- Stellen Sie die abgepresste Muffel sofort nach dem Öffnen des Pressofens in den **VARIO SC Surface Conditioner**.
- Ausgleich von Erstarrungskontraktionen und dadurch Vermeidung von Fehlstellungen im gepressten Objekt.
- Definierte, gleichmäßige Abkühlung der gepressten Muffel bei Reduzierung der Abkühldauer um ca. 50%.



## Am besten gleich mitbestellen...

### CONCEPT VEST™ - die Spezialeinbettmasse für Lithium Disilikat Keramiken

Die speziell für die Verarbeitung von Lithium Disilikat Glaskeramiken entwickelte Einbettmasse garantiert...

- perfekte Oberflächen
- eine minimale Reaktionsschicht nach dem Pressen
- detailgenaue Wiedergabe der gepressten Objekte
- gleichbleibende Expansionswerte durch strengste Qualitätskontrollen



25 x 100 g	<b>Bestell Nr. 898/2066</b>
50 x 100 g	<b>Bestell Nr. 898/2065</b>
Anmischflüssigkeit / 1 Liter	<b>Bestell Nr. 898/204</b>

### Zubler® Einwegpresstempel

Für Pressungen aller bekannten Dentalkeramiken und **Lithium Disilikat**.

Ihre ausgezeichnete Qualität und die exakten Dimensionen garantieren den wiederholbaren Erfolg bei Pressungen in Muffeln jeder Größe.



ø 12 mm	<b>Bestell Nr. 20/0235</b>
<b>ø 13 mm</b>	<b>Bestell Nr. 20/0238</b>
ø 16 mm	<b>Bestell Nr. 20/0237</b>

### Zubler® Einbettsystem für Lithium Disilikat Keramiken

Die rippenförmige Oberfläche der Muffeln sorgt für eine schnellere Wärmeaufnahme und -abgabe. Sektorenlinien erleichtern das Auffinden des Pressobjekts, eine Beschädigung während des Ausbettens ist nahezu ausgeschlossen. Der Flexring ist leicht zu reinigen und zeichnet sich durch lange Lebensdauer aus.



Muffelsystem für 100 g	<b>Bestell Nr. 20/0228</b>
Muffelsystem für 200 g	<b>Bestell Nr. 20/0229</b>

